



Ally Display

EL KİTABI • 2026

Ailenin el kitabı.

Sevdiğiniz kişiyle bağı koruyan
bağlantılı saat. Nasıl kullanıldığını
burada — tablet tarafında ve
telefon tarafında.



Bu sayfa sizin için.

Yanınızdaki tablet bir saattir.

Size saati, günü, tarihi gösterir. Bazen sizinle konuşur, yumuşak bir sesle.

- ✓ Aileniz size bir fotoğraf gönderdiğinde ekranda kocaman görünür.
- ✓ İlacınızın saati geldiğinde size hatırlatır.
- ✓ Aileniz sizi aradığında görüntü kendiliğinden açılır.

Öğrenmeniz gereken hiçbir şey yok. Açmanız gereken hiçbir şey yok. Aramanız gereken hiçbir düğme yok.

Hiçbir şeyi bozamazsınız.

Yanlış yapamazsınız.

Tablette olan biten her şeyi aileniz de bilebilir.

İyi günler.

Merhaba ve hoş geldiniz.

Ally Display ile **Ally Companion**, birlikte çalışan iki uygulamadır. **Ally Display** sevdiğiniz kişinin evindeki tablettedir: bir saate benzer. **Ally Companion** ise telefonunuzdadır: yazmanızı, göndermenizi, aramanızı, planlamanızı sağlar.

Asıl değişen ne

- ✓ Bir fotoğraf gönderip görüldüğünü sormadan bilebilirsiniz.
- ✓ Sevdiğiniz kişi ilacı için yumuşak bir hatırlatma alır, bildirim okumayı öğrenmek zorunda kalmadan.
- ✓ Onu görüntülü arayabilirsiniz: cevaplamak için tek bir hareket — kaydırma yok, aranacak yeşil düğme yok.
- ✓ Gün içinde neler olduğunu görürsünüz — yapıldı, sırada, gecikti — üç kez telefon etmeye gerek kalmadan.

Kimin için tasarlandı

Telefonlardan hoşlanmayan, yeni bir uygulama öğrenmeye niyeti olmayan ve dijital bir fotoğraf çerçevesinden fazlasını hak eden yaşlı bir insan için.

Ve günde on kez onu düşünen sizin için.

TEMEL İLKE

Sevdiğiniz kişinin tarafında hiçbir şey değişmez. Ekran saat olarak kalır. Bir mesaj geldiğinde ekranda kocaman belirir, bir ses onu okur. An geçtiğinde ekran yeniden saat olur. Menü yok. Kaydırma yok. Açılacak uygulama yok.

İki ekran, tek bir bağ.

Fikir tek bir görüntüye sığar: tablet sevdiğiniz kişinin evinde **edilgendir**.

Telefonunuzdaki uygulama sizin tarafınızda **etkendir**. Her şey internet üzerinden, şifreli olarak, İsviçre'de barındırılan sunucularla geçer.

EV TARAFI

Ally Display

Sevdiğiniz kişinin tabletindeki uygulama. Bir saat: saat, günün hatırlatmaları ve geldikçe mesajlar. Kimsenin onu «kullanması» gerekmez.



AİLE TARAFI

Ally Companion

Telefonunuzdaki uygulama. Yazarsınız, gönderirsiniz, planlarsınız, ararsınız. Gün içinde ne olduğunu görürsünüz.

Kendiliğinden olanlar

- ✓ Tablet her sabah sizin seçtiğiniz saatte uyanır.
- ✓ Geceleri yumuşak bir dinlenmeye geçer (ekran karanlık, kapalı değil).
- ✓ Saati, saat dilimlerini, yaz saatini takip eder.
- ✓ Kendi kendini günceller.
- ✓ Wi-Fi giderse saat çalışmaya devam eder.

Asla olmayanlar

- ✓ Sevdiğiniz kişinin evinde hiçbir bildirim yok. Bip sesi yok. Kırmızı rozet yok.
- ✓ Menü yok. Açılacak uygulama yok.
- ✓ Reklam yok. Dışarı çıkan bağlantı yok.



ALLY COMPANION'I KURMAK

Bu kodu telefonunuzun kamerasıyla okutun: cihazınıza göre sizi **App Store**'a ya da **Google Play**'e götürür. Elinizin altında kamera yoksa tarayıcınıza allydisplay.com/telecharger yazın.

Tableti 3 dakikada eşleştirmek.

Yalnızca bir kez yapılır, en iyisi bir ziyarette sevdiğiniz kişinin evinde. Evin Wi-Fi'sine ya da bir SIM karta ve elinizin altında telefonunuza ihtiyacınız olacak.

1 Tableti prize takın ve açın.

Kendiliğinden eşleştirme ekranında açılır. Kocaman bir «Merhaba 🙌» ve yanında bir QR kodu belirir.

2 Tableti evin Wi-Fi'sine bağlayın.

Tablette SIM kart varsa (isteğe bağlı), Wi-Fi olmadan da çalışabilir.

3 Telefonunuzda Ally Companion uygulamasını açın (App Store'dan ya da Google Play'den indirilebilir).

E-posta adresinizle hesabınızı oluşturun. Aklınızda kalacak bir parola seçin.

4 Uygulamada «Bir tablet eşleştir»e dokunun ve tablette görünen QR kodunu okutun.

Birkaç saniye sonra tablette saat belirir. Bitti.

5 Eve bir ad verin («Anne», «Baba», «Babanne») ve tablete de («Salon», «Mutfak»).

Bu ad, birden fazla tabletiniz varsa onları ayırt etmek için uygulamanızda görünür.

KLASİK TUZAK

Wi-Fi tek gerçek koşuldur. Evde modem ya da parola değişirse tablet artık yeniden bağlanamaz ve **yeni ağa bağlanması** gerekir. Bkz. sayfa 18.



Saat ve neler yapabildiği.

Olağan kullanımda tablet sürekli ana ekranı gösterir: saat, gün, tarih ve ayarlarınıza göre günün alışkanlıkları ya da bir fotoğraf gösterisi.

Sevdiğiniz kişinin gün boyunca gördükleri

- ✓ **Saat, kocaman.** Odanın öbür ucundan, gözlüksüz okunur.
- ✓ **Hatırlatmalar.** Belirlenen saatte ilaç ya da yemek yumuşak bir çan sesiyle kocaman belirir. Onaylamak için tek hareket: «Yapıldı».
- ✓ **Mesajlar.** Fotoğraf, ses ya da ikisi birden. Metin çok büyük görünür — boyutu, okunaklı kalsın diye uzunluğa göre kendiliğinden ayarlanır. Ses otomatik olarak okunur; yeniden dinlemek için bir «Tekrar» düğmesi vardır.
- ✓ **Aramalar.** Ekran açılır, arayan kişinin yüzü görünür. Cevaplamak için tek hareket.

Gece kipi

Belirlediğiniz saatlerde (varsayılan: 22.00–07.00) tablet **gece kipine** geçer: ekran çok karanlık, neredeyse kapalı. Saat okunaklı kalır ama kimseyi uyandırmaz. Hatırlatmalar ve mesajlar susturulur, gelen arama dışında.

Saatin sesli söylenmesi

Sevdiğiniz kişi saati sesli duymayı seviyorsa sesli bildirimi açabilirsiniz: her tam saatte, her çeyrek saatte ya da her 5 dakikada bir. Başlangıçta kapalıdır.



Bir fotoğraf, bir ses, iki söz.

Uygulamanızın ana ekranında, altta üç düğme vardır:  **Mesaj**,  **Sesli**,  **Görüntülü**. Birincisi mesaj göndermeye yarar.

Fotoğraf + söz + ses — hepsi tek gönderide

1.  düğmesine dokununuz.
2. Bir fotoğraf seçin (galerinizden ya da yeni bir tane çekin).
3. Kısa bir şeyler yazın — «Merhaba anne, seni düşünüyoruz». Ya da sesinizi kaydedin: mikrofon düğmesini basılı tutun.
4. **Gönder**'e dokununuz.

Tablette ekran fotoğrafınızı kocaman gösterir, sesiniz kendiliğinden okunur ve — 90 saniye sonra — ekran yeniden saat olur.

İPUCU

Sesinizi kaydetmezseniz uygulama, yazdığınız metni okuyan yumuşak bir yapay ses kullanır. Otobüsten gönderilen birkaç söz için çok kullanışlı.

Ulaştığını nasıl anlarsınız

Uygulamanızın **Etkinlik** sekmesinde şunları görürsünüz:

- ✓ «Mesaj gönderildi» — tablette.
- ✓ «Mesaj görüldü» — sevdiğiniz kişi mesaja kendi tabletinde dokundu.
- ✓ «Mesaj henüz görülmedi» — henüz dokunmadı (tablet kapalı, bağlantı yok ya da mesaj açılmadı).



Bir arama, tek bir hareket.

Ally Display'de arama bilerek basittir: tablet yüksek sesle çalar, yüzünüzü gösterir ve sevdiğiniz kişi cevaplamak için ekrana bir kez dokunur. Sağa kaydırma yok, nişan alınacak yeşil düğme yok.

Görüntülü arama başlatmak

1. Ana ekranda altta  düğmesine dokununuz.
2. Sevdiğiniz kişinin tableti çalmaya başlar ve adınızı gösterir.
3. Sevdiğiniz kişi cevaplamak için ekrana bir kez dokunur.
4. Kapatmak için alttaki **kırmızı** düğmeye dokununuz. Sevdiğiniz kişinin ekranı yeniden saat olur.

Yalnızca sesli arama

 düğmesi görüntüsüz bir arama başlatır. Bağlantı zayıfsa ya da görüntü uygun değilse kullanışlıdır. Tablette sevdiğiniz kişi fotoğrafınızı görür ve sesinizi duyar.

Otomatik cevaplama — isteğe bağlı, her tablet için ayrı açılır

Başlangıçta tablet kendiliğinden açmaz — salonuna kimin gireceğine sevdiğiniz kişi karar verir. İsterseniz belirli bir tablet için **otomatik cevaplama**yı açın (salon, ama yatak odası değil):

1. Ayarlar → tableti seçin → **Otomatik cevaplamaya izin ver.**
2. Bu seçenek yalnızca o tablet için geçerlidir. İsteddiğiniz an kapatabilirsiniz.

Süren bir aramada cevaplamayı zorlamak

Sevdiğiniz kişi zil sesini fark etmezse ve o tablette otomatik cevaplama **izinliyse**, arama ekranınızda **«Tablet cevaplasın»** düğmesi belirir. Dokununuz: **8 saniyelik** bir geri sayım başlar; sevdiğiniz kişi **«Reddet»**e dokunarak iptal edebilir. Sonunda tablet kendiliğinden açar. Birden fazla tablet varsa yalnızca **seçtiğiniz** açar; diğerleri **çalmayı bırakır**.

DOĞRU KULLANIM

Otomatik cevaplama, tabletin bağlantıyı sürdürmek için konduğu odalarda (salon, mutfak) işe yarar. Yatak odasında önerilmez. Her tablet için ayrı karar verirsiniz ; her yerde **başlangıçta kapalıdır**.

Aramak isteyen **sevdiğiniz kişi** olduğunda.

Arama yalnızca tek yönde gitmez. Tabletın ana ekranında, sol üstte küçük bir  **Ara** düğmesi sevdiğiniz kişinin numara çevirmeden, uygulama açmadan, kişi aramadan bir arama yapmasını sağlar.

Hareket, tablet tarafında

1. Sevdiğiniz kişi  düğmesine dokunur.
2. Un écran calme s'affiche avec deux choix :
 - «**Herkes**» — evin bütün yakınlarını aynı anda arar.
 - «**Belirli bir kişi**» — avatarları gösterir (Helena, Marc, Camille...) ; fotoğrafa dokunmak yalnızca o kişiyi arar.

Aile tarafı

- ✓ «**Herkes**» — uygulama ailenin bütün telefonlarında aynı anda çalar. İlk açan aramayı alır; diğerleri «Helena aldı» mesajını görür.
- ✓ «**Belirli bir kişi**» — yalnızca seçilen telefon çalar. Kişi 60 saniye içinde açmazsa uygulama çalmaya devam eder — vazgeçmez.

Neden iki seçenek?

Çoğu an acil değildir. Anneniz bir perşembe öğleden sonrası sadece torunuyla konuşmak istiyordur: «Herkes» aşırı olurdu. Tersine, bazı öğleden sonraları en azından birinin cevaplayacağından emin olmak istersiniz — ve geniş kipin anlam kazandığı yer orasıdır.

ÖNEMLİ

Ally Display **acil servisleri aramaz** (144, ambulans, polis). İstem dışı bir düşme, felç ya da uyanılmayan bir baygınlık için tıbbi alarm bilekliği (Spitex, Kızılhaç) vazgeçilmez kalır. Ally Display sizi ailenizle buluşturur, tıbbi bir cihazın yerini almaz.

İlaçlar, yemekler, doğum günleri.

Bir **hatırlatma** belirlenen saatte tablette belirir. **Hatırlatmalar** sekmesi iki türü bir araya getirir: her hafta dönen **yinelenenler** (ilaç, yemek, gezinti) ve belirli bir tarihe bağlı **yaklaşanlar** (bir randevu, bir doğum günü). Bunları telefonunuzdan oluşturursunuz.

Yinelenen bir hatırlatma, 4 dokunuşta

1. **Hatırlatmalar** sekmesi → + **Alışkanlık ekle**.
2. Türü seçin:  **İlaç** •  **Yemek** •  **Gezinti** •  **Doktor** •  **Diğer**.
3. Başlığı yazın («Sabah ilacı», «Öğle yemeği») ve bir açıklama (isteğe bağlı)
4. Saat ve haftanın günleri. **Kaydet**.

Bir doğum günü, bir randevu

1. **Hatırlatmalar** sekmesi → **Doğum günleri ve randevular**.
2. **Bir etkinlik ekle**, sonra türü:  **Doğum günü** •  **Randevu** •  **Kutlama** •  **Diğer**.
3. Başlık («Lea'nın doğum günü»), tarih ve yinleme — **yalnızca bir kez** ya da **her yıl**.
4. Ne zaman gösterilecek: tam saatinde ya da birkaç saat önce. **Kaydet**.

Bu, ücretli paketlerin bir özelliğidir.

Tablet tarafında nasıl görünür

- ✓ Bir hatırlatmanın saatinden 15 dakika önce fotoğraf galerisi kenara çekilir ve hatırlatmalar gösterilir.
- ✓ Belirlenen saatte ekran hatırlatmayı kocaman gösterir (örneğin «**8:00 — Sabah ilacı**») yumuşak bir çan sesiyle.
- ✓ İki büyük düğme: «**Yapıldı**» ya da «**Daha sonra**».
- ✓ Sevdiğiniz kişi 30 dakika boyunca hiçbir şeye dokunmazsa hatırlatma «kaçırıldı» olur. Siz bir bildirim alırsınız.
- ✓ Bir doğum günü ya da randevu, simgesiyle ve tek bir «**Anladım**» düğmesiyle görünür: onaylanacak bir şey yok, asla kaçırıldı diye işaretlenmez.

KAÇINILMASI GEREKEN

Günde üç ya da dört hatırlatma idealdir. Fazlası olursa sevdiğiniz kişi onları yok saymaya başlar — ve kaçırılanların saptanması anlamını yitirir.

Randevular, **tablette**.

Zaten tuttuğunuz bir takvimi bağlayın (Google, iCloud, Outlook...) ve randevuları tablette, alışkanlıkların yanında usulca belirsin. Belirlenen saatte randevu görünür ve sesli okunur. **Bu, ücretli paketlerin bir özelliğidir.**

«iCal / ICS» adresini alma

Google — bir **bilgisayardan** (mobil uygulamada değil): **calendar.google.com** → takviminizin üzerine gelin → : → **Ayarlar ve paylaşım** → **«Takvimi yerleştir»** → **«iCal biçiminde gizli adres»**i kopyalayın (basic.ics ile biter).

iCloud — **Takvim** uygulamasında (veya iCloud.com'da) takvimi **«Herkese açık takvim»** olarak paylaşın ve bağlantıyı kopyalayın. webcal:// ile başlar: **bu normaldir, olduğu gibi yapıştırın.**

Outlook / Microsoft 365 — **outlook.com**'da: **Ayarlar** → **Takvim** → **Paylaşılan takvimler**, takvimi yayımlayın ve **ICS** bağlantısını kopyalayın.

Takvimi bağlamak

1. Uygulamada: **Ev ayarları** →  **Takvim bağla.**
2. Bir ad verin, iCal adresini yapıştırın, bir renk seçin → **Bağla.**
3. Durum, yaklaşan randevu sayısı ile birlikte **«Güncel»** olur. **«Şimdi yenile»** düğmesi bir güncelleme zorlar.

Tablet tarafında

Randevular  işaretiyle, gün içindeki yerlerinde görünür. Bir randevunun başlangıç **ve** bitiş saati varsa ikisi de alt alta, okunaklı biçimde görünür. **Bilgilendiricidirler:** «Yapıldı» düğmesi yok, asla «kaçırıldı» diye işaretlenmezler. Belirlenen saatte başlık sesli okunur, sonra ekran saate döner.

BİLMEKTE FAYDA VAR

⚠ Bağılantıyı size verildiği gibi yapıştırın — başına hiçbir şey eklemeyin. webcal:// ile başlayan bir iCloud bağlantısı olduğu gibi yapıştırılır; uygulama bunu anlar. Google için «genel» bağlantıyı değil, **«iCal biçiminde gizli adres»**i alın (basic.ics ile biter) — ve paylaşmayın. Son olarak, takvimler yalnızca birkaç saatte bir yenilenir: yeni eklenen bir randevunun görünmesi biraz zaman alabilir.

«Her şey yolunda.» Ya da değil.

Uygulamanızın ana ekranı üstte büyük bir «Her şey yolunda» bloğu gösterir; hemen sağında sevdiğiniz kişinin şu anda gördüğünün küçük bir canlı önizlemesi vardır.

Bloğun üç durumu

Her şey yolunda

Şimdiye kadarki bütün alışkanlıklar onaylandı.
Tablet çevrimiçi.

Dikkat

Üst üste iki kaçırılan alışkanlık ya da saatlerce hiçbir etkinlik izi yok. Sesli bir bildirim alırsınız.

Kaçırıldı

Bir ya da birkaç alışkanlık zamanında onaylanmadı.
Hangileri olduğunu görmek için bloğa dokununuz.

Çevrimdışı

Tablet 10 dakikadan uzun süredir Wi-Fi'siz. Blok
«23 dk önce görüldü» yazar.

Canlı önizleme

Önizleme, tabletin şu anda gösterdiğini tam olarak yansıtır: saati, süren bir mesajı ya da süren aramayı. Ayrıca **pil yüzdesini** ve «Canlı» durumunu görürsünüz.

«Etkinlik» sekmesi

Geçmiş saat saat görmek için: kim ne göndermiş, kim ne görmüş, hangi alışkanlık ne zaman onaylanmış. Türe göre süzülebilir — İletişim, Görevler, Cihazlar, Ev.

Hemen altında **Günün alışkanlıkları** bloğu günü bir bakışta özetler — **9 / 11 yapıldı**. Ayrıntı için dokununuz: yapıldı, sırada, gecikti.



Ailenin fotoğraf albümü.

Sizin (ve diğer yakınların) gönderdiği bütün fotoğraflar ortak bir albümde toplanır; **Galeri** sekmesinden erişilir.

Nasıl çalışır

- ✓ Gönderilen her fotoğraf paylaşılan galeride görünür.
- ✓ Büyütmek, kimin gönderdiğini görmek ve yanındaki sözleri okumak için bir fotoğrafa dokunun.
- ✓ Büyütülmüş fotoğrafın sağ üstünde iki düğme vardır:  **Gizle** ya da  **Galeriden kaldır**.
- ✓ **Gizlenen** bir fotoğraf galeriden ve tabletin gösterisinden çıkar ama geri alınabilir: **Gizlenenler** sekmesi onu tek hareketle geri getirir.
- ✓ **Kaldırılan** bir fotoğraf albümde bir daha görünmez; asıl mesaj ise **Etkinlikte** görünür kalır.

Tablette fotoğraf gösterisi

Saatin yanında bir **fotoğraf gösterisi** açabilirsiniz: fotoğraflar sessizce geçer, her 30 saniyede bir yenisi. Sevdiğiniz kişi aynı odada uzun süre kaldığında çok sevilir.

Geçiş sıklığını ya da gösterim sırasını değiştirmek için ayarlara gidin.

BİLMEKTE FAYDA VAR

Tanışma paketinde albüm 5 fotoğrafla sınırlıdır. Yanı başında ve Aile paketlerinde albüm sınırsızdır.

Birçok yakın, tek bir ev.

Gözeten birden fazla kişi olabilir. Bir erkek kardeşi, bir kız kardeşi, bir çocuğu, aile hekimini davet edin — her biri kendi uyarılarını alır ve kendi mesajlarını gönderebilir.

Bir yakını davet etmek

1. Ayarlar → **Ev** → **Birini davet et**.
2. Uygulama 8 karakterlik bir kod oluşturur. Kişiye SMS, e-posta ya da WhatsApp ile gönderin.
3. Kişi uygulamayı indirir, hesabını oluşturur ve kodu girer. Birkaç saniyede evin içindedir.

Roller

- ✓ **Yönetici** — tableti eşleştiren kişi. Davet edebilir, çıkarabilir, ayarları değiştirebilir, aboneliği yönetebilir.
- ✓ **Üye** — mesaj gönderebilir, alışkanlık oluşturabilir, etkinliği görebilir. Başkalarını davet edemez ya da çıkaramaz, ayarları da değiştiremez.

Yöneticiliği devretmek

Tatile çıkıyorsunuz ve yöneticiliği kız kardeşinize bırakmak mı istiyorsunuz? Ayarlar → Ev → **Yöneticiliği devret**. Siz sıradan üye olursunuz; o devralır. Geri alınabilir.

PAKETE GÖRE SINIRLAR

Tanışma: 1 yakın. **Yanı başında:** 2 yakın. **Aile:** sınırsız yakın. Bkz. sayfa 17.



Telefonunuzun size söyledikleri.

Ally Companion size **az** ve **yerinde** bildirim gönderir. Amaç bir kat daha stres eklemek değil — dikkatinizi, yalnızca gerçekten önemli olduğunda çekmek.

Başlangıçta açık bildirimler

- ✓ **Kaçırılan alışkanlık** — sevdiğiniz kişi bir hatırlatmayı öngörülen saatte onaylamadı.
- ✓ **Üst üste 2 kez kaçırılan alışkanlık** — sesli yükseltme, günlük gürültü içinde gözden kaçmasın diye.
- ✓ **Tablet çevrimdışı** — 30 dakikadan uzun süredir bağlantı yok.
- ✓ **Pil düşük** — %20'nin altında.

Başlangıçta kapalı bildirimler

- ✓ **Mesaj görüldü** — sevdiğiniz kişinin mesajınıza tabletinde **dokunduğunun** onayı. Okundu bilgisinin huzurunu istiyorsanız açın.
- ✓ **Alışkanlık onaylandı** — her «Yapıldı». Çoğu zaman fazla gürültülü; «Her şey yolunda» bloğuna bakmak daha iyi.

Etkinliği süzmek

Etkinlik sekmesinde üstteki açılır menü yalnızca ilginizi çeken göstermenizi sağlar: **Tümü • İletişim • Görevler • Cihazlar • Ev.**

Karmaşıklıştırmadan **kişiselleştirmek.**

Ayarların büyük çoğunluğu telefonunuzdan, **Ayarlar** sekmesinden yapılır. Tablette ayarlanacak neredeyse hiçbir şey yoktur — ona sadece «senden beklediğimiz bu» denir, o da uyar.

Tablet ayarları (telefonunuzdan)

- ✓ **Duyuru sesi düzeyi** — gündüz ve gece ayrı ayrı.
- ✓ **Zil sesi düzeyi** — aramalar ve mesajlar.
- ✓ **Parlaklık** — gündüz ve gece kipinin başlayacağı saat.
- ✓ **Saatın görünümü** — hep koyu, hep açık ya da otomatik.
- ✓ **24 saat / 12 saat biçimi.**
- ✓ **Çan sesleri** — mesajlar, hatırlatmalar ve aramalar için ses seçimi.
- ✓ **Saatın söylenmesi** — Hiçbir zaman · Her saat · 15 dakika · 5 dakika.

Bir ev ayarı: dil

Dil — Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve 9 tane daha — her tablet için ayrı ayrı değil, **Ev ayarlarından** ev için bir kez ayarlanır. Evdeki bütün tabletler buna uyar, sesli söylenen saat de dahil. İlk tableti eşleştirmeden önce bile seçebilirsiniz.

Doğrudan tabletteki ayarlar

Yerel ayarlar panelini açmak için (Wi-Fi, bağlantı, durum): **ekranın herhangi bir yerine 10 saniye boyunca basılı tutun.** Panel açılır. Akılda tutulacak PIN yok, nişan alınacak belirli bir köşe yok — dokunuşun süresi, sevdiğiniz kişinin yanlışlıkla açmasına karşı bir engel görevi görür.

KÜÇÜK BİR ÖNERİ

Eşleştirme sırasında başlıca ayarları gözden geçirmek için 5 dakika ayırın: ses düzeyleri, parlaklık, gece kipi, dil. Bunu sevdiğiniz kişi yanınızdayken yapmak, üç gün sonra telefonda yapmaktan kolaydır.

Ne kadar tutuyor ve içinde ne var.

Üç paket ve kurumlar için bir seçenek (huzurevleri, evde bakım hizmetleri, Spitex). Paketi istediğiniz an uygulamadan, Ayarlar → **Abonelik** bölümünden değiştirebilirsiniz. Ödeme doğrudan uygulama içinde yapılır.

TANIŞMA

Ücretsiz (ömür boyu)

- ✓ 1 yakın hesabı
- ✓ **Sınırsız mesaj**
- ✓ **5 fotoğraf**
- ✓ **3 yinelenen görev**
- ✓ Görüntülü/sesli arama: **ayda 5 dk**

YANI BAŞINDA

9.- / ay ya da 90.- / yıl

- ✓ 2 yakın hesabı
- ✓ Sınırsız mesaj
- ✓ **Sınırsız fotoğraf**
- ✓ **Sınırsız alışkanlık**
- ✓ Görüntülü/sesli arama: **günde 5 dk**

AİLE (ÖNERİLEN)

15.- / ay ya da 150.- / yıl

- ✓ Sınırsız yakın hesabı
- ✓ Sınırsız mesaj
- ✓ Sınırsız fotoğraf
- ✓ Sınırsız alışkanlık
- ✓ **Sınırsız görüntülü / sesli arama**
- ✓ **Sınırsız randevu ve etkinlik**

BAKIM PROFESYONELLERİ

Teklif üzerine

- ✓ Çoklu tablet
- ✓ Merkezî gösterge paneli
- ✓ Dışa aktarılabilir günlük
- ✓ Özel SLA

SIM kart (isteğe bağlı)

Evde Wi-Fi yoksa ya da Wi-Fi'ye bağımlı olmak istemiyorsanız, tablete özel bir 4G SIM kart ekleyebilirsiniz: **10.- / ay ya da 110.- / yıl.**

Panik yok. Gerçekten.

Sorunların büyük çoğunluğu tableti yeniden başlatmakla çözülür. Ama işte belirtiyeye göre somut durumlar.

«Tablet çevrimdışı»

1. Sevdiğiniz kişinin evinde Wi-Fi modemini açık olduğunu doğrulayın.
2. Telefon edip ekranın herhangi bir yerine 10 saniye basılı tutmasını isteyin; ayarlar açılır → **Android ayarları (Wi-Fi, saat...)**.
3. Tablet bir doğrulama kodu ister. Kod, Ally Companion uygulamasında → Ayarlar → Eviniz → Tabletın adı → **Tablet kodu** içindedir
4. Parola değiştiyse yeniden yazmak gerekir. Değişmediyse tableti yeniden başlatın (yan düğmeye uzun basın).

«Sevdiğim kişi mesajımı görmedi»

Etkinlik sekmesine bakın — «mesaj gönderildi» yazıyor ama «mesaj görüldü» yazmıyorsa, sevdiğiniz kişi belki de tabletin karşısında değildi. Mesaj, gönderirken yaptığınız seçime göre 30 sn ile 15 dakika arasında ekranda kalır — sonrasında artık görünmez, ama bir görüntü varsa fotoğraf albümünde kalır.

«Ses çalışmıyor»

Ally Companion uygulamanızda: Ayarlar → Tablet → **Duyuru sesi düzeyi**. Ses çok kısıkça «duyurular» sesini yükseltin (zil sesi düzeyinden ayırdır).

«Uygulama "Sunucu kullanılamıyor" diyor»

Bu bizim tarafımızda bir sorundur. 1-2 dakika bekleyip yeniden deneyin. 5 dakikadan uzun sürerse bize **hello@allydisplay.com** adresinden yazın.

Her şeyi sıfırlamak

Son çare olarak eşleştirmeyi tableten sıfırlayıp (yerel ayarlar → **Eşleştirmeyi sıfırla**) yeniden eşleştirebilirsiniz. Aile tarafında hiçbir veri kaybolmaz.

Kim neyi görüyor ve nerede saklanıyor.

Ally Display İsviçre'de tasarlanır ve barındırılır. Bütün verileriniz — fotoğraflar, ses, mesajlar, geçmiş — aktarım sırasında şifrelenir ve İsviçre'deki sunucularda saklanır.

Kim neyi görüyor

- ✓ **Siz (ve evin diğer yakınları)** — her şeyi. Gönderilen fotoğraflar, kaydedilen sesler, alışkanlıklar, cihazların durumu, etkinlik geçmişi.
- ✓ **Sevdiğiniz kişi** — yalnızca tablette görüneni: aldığı mesajlar, hatırlatmalar, süren aramalar.
- ✓ **Biz (Senior Shop)** — içeriklerden hiçbirini. Sunucularımız fotoğraflarınızı / seslerinizi saklar ama bizde hiçbir insanın onlara erişimi yoktur. Doğru paketi faturalandırmak için teknik sayaçları görürüz (kaç mesaj, ne zaman, ne boyutta).
- ✓ **Başka hiç kimse** — verileriniz asla satılmaz, reklamverenlerle paylaşılmaz, yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmaz.

Haklarınız

- ✓ **Hesabınızı silmek** — Ayarlar → **Hesabım** → Sil. Veriler 30 gün içinde silinir.
- ✓ **Ayrıntılı talep** — allydisplay.com/account-deletion/ ya da hello@allydisplay.com.

Vefat durumunda

Sevdiğiniz kişi vefat ederse bize ulaşın: evi arşivler ve aboneliği ücretsiz durdururuz. Fotoğraflar ve mesajlar kendi ritminizde dışa aktarabilmeniz için 12 ay boyunca emrinizde kalır.

Sorunuz mu var? Bize yazın.

İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesinde küçük bir ekibiz. Bir robotla değil, bir insanla konuşacaksınız. Ortalama olarak gün içinde yanıtlıyoruz.

TELEFON

026 660 21 69

Pazartesiden cumaya, 9.00 – 17.00.

E-POSTA

hello@allydisplay.com

24 saat içinde yanıt, haftanın 7 günü.

SİTE

allydisplay.com

Fiyatlar, sık sorulanlar, güncellemeler.

Yayıncı

Ally Display, **Senior Shop Sàrl** tarafından yayımlanır, Rue de la Boverie 40, 1530 Payerne, İsviçre. Ailelerle, yakınlarla ve sağlık çalışanlarıyla birlikte tasarlandı — mesafe artık bir duvar olmasın diye.

Daha ileri gitmek için

- ✓ **Sık sorulan sorular** — bize en çok sorulanlar.
- ✓ **Gizlilik politikası** — uzun sürüm, Fransızca ve İngilizce.

TEŞEKKÜRLER

Bu el kitabını elinizde tutuyorsunuz çünkü sevdiğiniz birine eşlik ediyorsunuz. Bu değerli bir şey. Ally Display size günde bir içi rahat telefon konuşması bile kazandırıyor — amacımıza ulaştık demektir. Yolunuz açık olsun.